




Keeping Health Simple™

## Ceintures d'électrodes ECG AllBrand™

12 dérivations | Connexion à toutes les marques ECG | Rapides et faciles à mettre en place | Taille unique - Élastiques | Unisexe  
Réutilisables | Sans rasage, sans douleur, non jetables



# Ceintures d'électrodes ECG AllBrand™


Compatibles avec **toutes les marques** d'ECG 12 dérivations

## AllBrand™ avec anses



Ref 11005/h

## AllBrand™ avec brides



Ref 11005/s

- ✓ Taille unique - Élastiques
- ✓ Conçues pour ECG au repos 12 dérivations
- ✓ Compatibles avec toutes les marques d'ECG 12 dérivations
- ✓ Connexion aux fils de dérivation avec connecteurs à pression ou à pince
- ✓ Six électrodes thoraciques Ag/AgCl incorporées
- ✓ Avec anses ou brides
- ✓ Aucune maintenance
- ✓ Électrodes et pièces plastique remplaçables sur place
- ✓ Avec protection hygiénique

- ✓ Fournies avec :

- 4 électrodes périphériques Ag/AgCl à pince
- Adaptateurs fiche banane à pince (pour fils de dérivation de 3 et 4 mm)
- Mallette de transport souple



- ✓ Garantie 12 mois  
Garantie pour pièces en silicone.



\* Remarque : Toutes les ceintures ECG AllBrand™ sont fournies sans câble ECG patient.